

Cód. B32

# CILVARIS

*El secreto  
de la belleza*

## Tratamiento no invasivo para un rostro con una piel más tensa y rejuvenecida

El dispositivo cosmético CILVARIS con tecnología de ondas de radiofrecuencia (RF) pueden tener efectos rejuvenecedores que ayudarán a activar el colágeno natural, rejuvenecer la piel, reducir las arrugas y ayudar en el tratamiento y prevención del acné.

Estas ondas calientan los tejidos de la piel, simulando zonas que está lesionado. Como resultado, su cuerpo envía factores de crecimiento y colágeno a los tejidos 'lesionados'. Cuando su piel produce más colágeno, el área se vuelve tensa y las arrugas desaparecen.



## 4 Razones para usar CILVARIS



Ayuda  
a alisar las  
arrugas



Puede  
reducir la  
piel grasa



Brinda una  
mejor forma  
del rostro



Reduce la  
flacidez de  
la piel

CILVARIS tiene 4 tecnologías que se recomienda usar junto con sus cremas fáciles de día y noche ya que el efecto de absorción es de 2 a 3 veces mayor que la aplicación manual.

### 1. RF + Luz LED Roja

La RF es un método de tratamiento de la piel no invasivo, mediante calentamiento eléctrico, promueve la regeneración de colágeno y reduce las arrugas, la Luz LED Roja promueve el metabolismo de la piel, mejorar la actividad celular y aumentar la elasticidad. Las dos tecnologías trabajan juntas para rejuvenecer la piel y lucir más joven.



### 2. EMS + Luz LED Azul

La función EMS, estimula los músculos faciales para tener ejercicio de frecuencia, mejorar la vitalidad muscular y desempeñar el papel de levantamiento junto con la Luz LED Azul está indicada en el acné, problemas inflamatorios y la rosácea, pues se trata de una luz fría que ayudará a bajar la inflamación y a mitigar las lesiones.



### 3. Función CV Ultrasónica

Las ondas y vibraciones son lanzadas por el equipo hacia la dermis, ayuda a retirar impurezas y mejora la absorción de los nutrientes, introduciéndolos en forma atomizada y eliminando toxinas.



### 4. Modo AUTO



15min

Combinación del modo RF nivel 3 + CV ultrasónica. Úsalo durante 15 minutos antes de ir a la cama y posterior. A la mañana siguiente, la piel se verá fresca y radiante.

## La tecnología de CILVARIS

Gracias a la RF, la energía térmica penetra en las capas inferiores de la epidermis, lo que ayuda a acelerar el metabolismo y aumentar la circulación sanguínea

Su modo ultrasónico promueve la penetración profunda de nutrientes, lo que le permitirá obtener el mejor efecto cosmético

El uso de este dispositivo le permite consolidar el efecto logrado durante mucho tiempo.

La fuente de luz LED elimina el riesgo de daños en la piel.

